

SlingShotTM Neutral

FITTING INSTRUCTIONS

ANLEITUNG ZUM ANLEGEN

ISTRUZIONI PER L'ADATTAMENTO

MISE EN PLACE

INSTRUCCIONES DE AJUSTE



BREG
an Orthofix Company



EU authorized representative

ADSS

Biedersteige 1

D-80183 Haarler

Germany

BREG Inc.

Visita, CA 92081 U.S.A.

Telephone (800) 321-0607

17601 599-3000

Telefax (760) 598-6193

PW-1 00176 REV A

WARNING

CAUTION: FEDERAL LAW RESTRICTS THIS DEVICE TO SALE BY OR ON THE ORDER OF A LICENSED HEALTH CARE PRACTITIONER.

CAUTION: FOR SINGLE PATIENT USE ONLY

CAUTION: IF YOU EXPERIENCE INCREASED PAIN, SWELLING, OR ANY ADVERSE REACTIONS WHILE USING THIS PRODUCT, IMMEDIATELY CONSULT YOUR MEDICAL PROFESSIONAL.

WARNING: CAREFULLY READ FITTING INSTRUCTIONS AND WARNINGS PRIOR TO USE.

WARNING: THIS DEVICE WILL NOT PREVENT OR REDUCE ALL INJURIES. PROPER REHABILITATION AND ACTIVITY MODIFICATION ARE ALSO AN ESSENTIAL PART OF A SAFE TREATMENT PROGRAM.

WARNING IN WEISE

ACHTUNG: NACH US-GESETZ DARF DIESER PRODUKT NUR VON ZUGELASSEM MEDIZINISCHEN FACHPERSONAL ODER AUF DESSEN ANWEISUNG VERKAUFT WERDEN.

ACHTUNG: NUR FÜR EINEN EINZELNEN PATIENTEN VERWENDEN.
ACHTUNG: WENN BEI DER VERWENDUNG STÄRKERE SCHMERZEN, SCHWELLUNGEN ODER ANDERE UNBEWUNTSCHEN AUFTRETEN, KONSULTIEREN SIE BITTE SOFORT IHREN ARZT.

WARUNG: VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG DIE ANLEITUNG UND WARNHINWEISE LESEN.

WARUNG: DIESER GERÄT KANN NICHT ALLE VERLETZUNGEN VERHINDERN ODER LINDERN. ANGEGESSENERE REHABILITATION UND MODIFIZIERUNG DER AKTIVITÄTEN SIND ÜBERLASSLICHER BESTANDTEIL EINES SICHEREN BEHANDLUNGSPROGRAMMS.

AVVERTENZE

ATTENZIONE: VENDITA CONSENTITA SOLO AGLI OPERATORI SANITARI ABILITATI O DIETRO AUTORIZZAZIONE DEGLI STESS.

ATTENZIONE: ESCLUSIVAMENTE PER UN SINGOLO PAZIENTE.

ATTENZIONE: SE DURANTE L'USO SI ACCANO UN AUMENTO DI DOLORE, GOMFORE O QUALUNQUE ALTRA REAZIONE AVVERSA, CONSULTARE IMMEDIATAMENTE IL PROPRIO OPERATORE SANITARIO.

AVVERTENZA: PRIMA DELL'USO, LEGGERE ATTENZAMENTE LE AVVERTENZE E LE ISTRUZIONI PER L'ADATTAMENTO.

AVVERTENZA: QUESTO DISPOSITIVO NON PREVIENE NE RIDUCE ALCUNA LESIONE. PARTE ESSENZIALE DI UN PROGRAMMA TERAPEUTICO COMPLETO SONO ANCHE UNA RIABILITAZIONE ADEGUATA E LA MODIFICA DELLE ATTIVITÀ SVOLTE.

AVERTISSEMENTS

ATTENTION: LA LOI FÉDÉRALE AMÉRICAINE N'AUTORISE LA VENTE DE CE DISPOSITIF QUE PAR UN PRATICIEN AGRÉÉ OU SUR SON ORDONNANCE.

ATTENTION: USAGE RÉSERVÉ À UN SEUL PATIENT.

ATTENTION: EN CAS D'Augmentation DE LA DOULEUR, D'ENFLURE OU D'AutRES Réactions Indésirables Lors DE l'usage DE CE PRODUIT, CONSULTER IMMÉDIATEMENT VOTRE PRATICIEN.

AVERTISSEMENT: VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE MODE D'EMPLOI ET LES MISES EN GARDE AVANT l'usage.

AVERTISSEMENT: CE DISPOSITIF N'EST PAS DESTINÉ À PRÉVENIR OU À RÉDUIRE TOUS LES LÉSIONS. l'UNE RÉÉDUCATION APPROPRIÉE ET l'UN CHANGEMENT D'ACTIVITÉ FONT ÉGALEMENT PARTIE DES ÉLÉMENTS ESSENTIELS À l'UN PROGRAMME DE TRAITEMENT RÉUSSE.

ADVERTENCIAS

PRECAUCIÓN: LA LEY FEDERAL RESTRINGE LA VENTA DE ESTE APARATO A LOS CASOS DE VENTA POR O BAJO LA ORDEN DE UN PROFESIONAL MÉDICO LICENCIADO.

PRECAUCIÓN: PARA USO ÚNICO EN UN PACIENTE SOLAMENTE.

PRECAUCIÓN: SI EXPERIMENTA AUMENTO DE DOLOR, HINCHAZÓN O CUALQUIER REACCIÓN ADVERSA AL USAR ESTE PRODUCTO, CONSULTE A SU PROFESIONAL MÉDICO INMEDIATAMENTE.

ADVERTENCIA: LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE AJUSTE Y LAS ADVERTENCIAS ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO.

ADVERTENCIA: ESTE APARATO NO PREVIENE NI REDUCE TODAS LAS LESIONES. LA ADECUADA REHABILITACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD SON TAMBIÉN PARTE ESENCIAL DE UN PROGRAMA SEGURO DE TRATAMIENTO.

