


1




Secure immobilizer swathe around chest area with cutout portion under arm that is to be immobilized.

Asegure la franja inmovilizadora alrededor de la zona del pecho con la parte recortada bajo el brazo que ha de ser inmovilizado.

Attachez le bandage d'immobilisation autour de la poitrine avec la partie découpée sous le bras à immobiliser.

2




Attach humeral cuff to immobilizing swathe with hook closure.

Adhiera el pliegue humeral a la franja inmovilizadora con cierre de ganchos.

Attachez la bande humérale au bandage d'immobilisation avec le crochet de fermeture.

3




For Deluxe version: Place adjustable shoulder strap over the unaffected shoulder, and secure to the back of the immobilizing swathe.

Para la versión Deluxe: Ponga la correa ajustable para el hombro sobre el hombro no afectado, y asegure a la parte posterior de la franja inmovilizadora.

Pour la version de luxe: Placez la sangle ajustable sur l'épaule non blessée, puis attachez-la à l'arrière du bandage d'immobilisation.

4




For Deluxe version: Adjust shoulder strap for length and secure to front of the immobilizing swathe.

Para la versión Deluxe: Ajuste la longitud de la correa de hombro y asegúrela al frente de la franja inmovilizadora.

Pour la version de luxe : Ajustez la sangle en fonction de la longueur voulue, puis attachez-la à l'avant du bandage d'immobilisation.

5



Wrap and secure wrist/hand cuff to the immobilizing swathe.

Envuelva y asegure el pliegue de muñeca/mano a la franja inmovilizadora.

Enroulez et ajustez la bande de poignet ou de main au bandage d'immobilisation.



Deluxe Straight Shoulder Immobilizer

Straight Shoulder Immobilizer

Instructions for Use

Immobilizador recto de hombro Deluxe
Immobilizador recto de hombro
Instrucciones de Uso

Orthèse d'immobilisation de l'épaule de luxe
Orthèse d'immobilisation de l'épaule
Mode d'utilisation

Breg, Inc.
2885 Loker Ave. East
Carlsbad, CA 92010 USA
P: 1-800-321-0607 | +1-760-795-5440
F: +1-760-795-5295
www.breg.com



WARNINGS



WARNING: Carefully read fitting instructions and warnings prior to use. To ensure proper performance of the brace, follow all instructions.

WARNING: If you experience, or have an increase in pain, swelling, skin irritation, or any adverse reactions while using this product, immediately consult your medical professional.

WARNING: This device will not prevent or reduce all injuries. Proper rehabilitation and activity modification are also an essential part of a safe treatment program. Consult your licensed health care professional regarding safe and appropriate activity level while wearing this device.

CAUTION: Follow application and care process described in instructions.

CAUTION: For single patient use only.



ADVERTENCIAS



ADVERTENCIA: Lea atentamente las instrucciones y las advertencias para colocar el aparato antes de usarlo. Para asegurar un rendimiento adecuado del aparato, siga todas las instrucciones.

ADVERTENCIA: Si usted experimenta, o tienen aumento de dolor, hinchazón, irritación de la piel o reacciones adversas durante el uso de este producto, consulte inmediatamente a su médico.

ADVERTENCIA: Este dispositivo no va a evitar o reducir las lesiones. La rehabilitación adecuada y la modificación de la actividad también son una parte esencial de un programa de tratamiento seguro. Consulte con su médico sobre el nivel seguro y apropiado de actividad mientras esté usando este dispositivo.

PRECAUCIÓN: Siga el proceso de aplicación y cuidado descrito en las instrucciones.

PRECAUCIÓN: Para uso en un solo paciente.



ADVERTISSEMENTS



ATTENTION: Lisez attentivement les instructions et les avertissements avant toute utilisation. Pour obtenir des performances optimales, suivez toutes les instructions attentivement.

ATTENTION: En cas d'augmentation de la douleur, d'enflure, d'irritation cutanée ou d'autres réactions indésirables lors de l'utilisation de ce produit, consultez immédiatement un professionnel de la santé.


ATTENTION: Cet appareil ne peut ni prévenir ni réduire toutes les blessures. La réadaptation et les changements aux activités sont aussi essentielles à un programme de traitement sécuritaire. Consultez un professionnel de la santé pour établir le niveau approprié d'activité avec cet appareil.

MISE EN GARDE: Suivez le mode d'utilisation et d'entretien décrit dans ce guide.

MISE EN GARDE: À utiliser pour un seul patient.


CARE & WASHING INSTRUCTIONS

Fasten hook and loop straps. Hand wash in cold water with a mild detergent, rinse and lay flat to air dry.



LAS INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO Y LAVADO

Sujete las correas de velcro. Lave a mano en agua fría con un detergente suave, enjuáguelo y póngalo en posición plana para que se seque al aire.



INSTRUCTIONS POUR L'ENTRETIEN ET LE LAVAGE

Attachez les crochets aux boucles de sangle. Laver à la main dans de l'eau froide avec un savon doux. Rincer et sécher à plat.

