



1

Place the immobilizer under or behind the leg.
Center the leg on the rear stay.

Coloque el inmovilizador, por debajo o por detrás de la pierna. Centre la pierna en posición trasera.


Placez le dispositif d'immobilisation sous ou derrière la jambe. Placez la jambe au centre du support arrière.

2

Adjust the removable panels laterally for correct sizing of thigh and calf circumference.

Ajustar los paneles removibles lateralmente para lograr el tamaño correcto en relación con la circunferencia del muslo y de la pantorrilla.


Ajustez les panneaux amovibles sur les côtés en fonction de la circonférence de la cuisse et du mollet.

3

Once the immobilizer has been correctly adjusted, wrap the panels around the leg.

Una vez que el inmovilizador haya sido ajustado correctamente, puede envolver los paneles en la pierna.


Une fois que le dispositif d'immobilisation est ajusté, enroulez les panneaux autour de la jambe.

4

Starting closest to the knee, pull the straps through the D-rings and secure with the hook tabs provided. Then secure the remaining straps most distal and proximal on the immobilizer. Trim straps if necessary.

Empezando con las más cercanas al centro de la rodilla, tire de las correas a través de los anillos en D y asegure las tiras de velcro. Luego asegure las tiras de velcro restantes empezando con las más cercanas al inmovilizador. Ajustar las correas, si es necesario.

En commençant près du genou, passez les sangles dans les anneaux en « D » et fixez-les à l'aide des crochets. Puis, fixez les autres sangles les plus distales et proximales sur le dispositif d'immobilisation. Coupez les sangles si nécessaire.

5

If applicable, secure the patella strap over the center of the knee and attach to the hook tabs both sides.

Si procede, asegure la correa de la rótula sobre el centro de la rodilla y fije el velcro por ambos lados.

S'il y a lieu, fixez la sangle de rotule sur le centre du genou et attachez les crochets de chaque côté.



Deluxe Tri-Panel Knee Immobilizer Instructions for Use

Inmovilizador de rodilla Tripanel
Deluxe

Instrucciones de Uso

Attelle de genou de luxe à trois volets
Mode d'utilisation

Breg, Inc.
2885 Loker Ave. East
Carlsbad, CA 92010 USA
P: 1-800-321-0607 | +1-760-795-5440
F: +1-760-795-5295
www.breg.com



WARNINGS



WARNING: Carefully read fitting instructions and warnings prior to use. To ensure proper performance of the brace, follow all instructions.

WARNING: If you experience, or have an increase in pain, swelling, skin irritation, or any adverse reactions while using this product, immediately consult your medical professional.

WARNING: This device will not prevent or reduce all injuries. Proper rehabilitation and activity modification are also an essential part of a safe treatment program. Consult your licensed health care professional regarding safe and appropriate activity level while wearing this device.

CAUTION: Follow application and care process described in instructions.

CAUTION: For single patient use only.



ADVERTENCIAS



ADVERTENCIA: Lea atentamente las instrucciones y las advertencias para colocar el aparato antes de usarlo. Para asegurar un rendimiento adecuado del aparato, siga todas las instrucciones.

ADVERTENCIA: Si usted experimenta, o tienen aumento de dolor, hinchazón, irritación de la piel o reacciones adversas durante el uso de este producto, consulte inmediatamente a su médico.

ADVERTENCIA: Este dispositivo no va a evitar o reducir las lesiones. La rehabilitación adecuada y la modificación de la actividad también son una parte esencial de un programa de tratamiento seguro. Consulte con su médico sobre el nivel seguro y apropiado de actividad mientras esté usando este dispositivo.

PRECAUCIÓN: Siga el proceso de aplicación y cuidado descrito en las instrucciones.

PRECAUCIÓN: Para uso en un solo paciente.



ADVERTISSEMENTS



ATTENTION: Lisez attentivement les instructions et les avertissements avant toute utilisation. Pour obtenir des performances optimales, suivez toutes les instructions attentivement.

ATTENTION: En cas d'augmentation de la douleur, d'enflure, d'irritation cutanée ou d'autres réactions indésirables lors de l'utilisation de ce produit, consultez immédiatement un professionnel de la santé.


ATTENTION: Cet appareil ne peut ni prévenir ni réduire toutes les blessures. La réadaptation et les changements aux activités sont aussi essentielles à un programme de traitement sécuritaire. Consultez un professionnel de la santé pour établir le niveau approprié d'activité avec cet appareil.

MISE EN GARDE: Suivez le mode d'utilisation et d'entretien décrit dans ce guide.

MISE EN GARDE: À utiliser pour un seul patient.


CARE & WASHING INSTRUCTIONS

Hand wash in cold water with a mild detergent, rinse and lay flat to air dry.



LAS INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO Y LAVADO

Lave a mano en agua fría con un detergente suave, enjuáguelo y póngalo en posición plana para que se seque al aire.



INSTRUCTIONS POUR L'ENTRETIEN ET LE LAVAGE

Laver à la main dans de l'eau froide avec un savon doux. Rincer et sécher à plat.

