



**1**

Pull On  
Colocación  
Tirez



Wrap around  
Enrollar alrededor  
Enroulez autour




Unfasten straps.

Afije las correas.


Détachez les sangles.

**2**

Pull On  
Colocación  
Tirez



Wrap around  
Enrollar alrededor  
Enroulez autour




Place foot into the widest opening of the brace. Pull the brace up the leg until hinges align with the knee. For the wrap around version, align the hinges on the sides of the knee. Wrap the brace around the leg and secure the flaps. The opening should be directly over the knee cap.

Coloque el pie en la abertura más ancha de la órtesis. Tire de la órtesis hacia arriba de la pierna hasta que las bisagras se alineen con la rodilla. Para la versión envolvente, alinee las bisagras en los costados de la rodilla. Coloque la órtesis alrededor de la pierna y asegure las solapas. La abertura debe quedar directamente encima de la rótula.


Placez le pied dans l'ouverture la plus large de l'orthèse. Tirez l'orthèse vers le haut de la jambe jusqu'à ce que les charnières s'alignent avec le genou. Pour la version enveloppante, alignez les charnières sur les côtés du genou. Enroulez l'orthèse autour de la jambe et fixez les rabats. L'ouverture doit se trouver directement au-dessus de la rotule.

**3**

Pull On  
Colocación  
Tirez



Wrap around  
Enrollar alrededor  
Enroulez autour



Loop straps through the rings and pull back over the top of the lower thigh and upper calf, then fasten the hook and loop closure.

Pase las correas a través de los anillos y tire hacia atrás sobre la parte superior del muslo y la parte superior de la pantorrilla, luego ajuste el cierre de gancho y bucle.

Passez les sangles à travers les anneaux et tirez vers l'arrière par-dessus la partie supérieure de la cuisse et la partie supérieure du mollet, puis attachez la fermeture autoagrippante.

**4**

Adjust straps for comfort and fit. The brace should be snug, but not uncomfortably tight. **NOTE:** Do not overtighten, adjust as necessary.

Ajuste las correas para mayor comodidad y ajuste. La órtesis debe quedar ajustada, pero no incómodamente apretada.

**NOTA:** No apriete excesivamente, y ajuste según se requiera.

Réglez les sangles pour le confort et le bon ajustement. L'orthèse doit être bien ajustée, mais pas inconfortablement serrée. **REMARQUE :** Ne serrez pas trop, ajustez si nécessaire.



## Hinged Knee Support Instructions for Use

Soporte con bisagra para rodilla  
Instrucciones de Uso  
Genouillère articulée  
Mode d'utilisation

Breg, Inc.  
2885 Loker Ave. East  
Carlsbad, CA 92010 USA  
P: 1-800-321-0607 | +1-760-795-5440  
F: +1-760-795-5295  
www.breg.com  
© 2019 Breg, Inc. All rights reserved.



## WARNINGS



**WARNING:** Carefully read fitting instructions and warnings prior to use. To ensure proper performance of the brace, follow all instructions.

**WARNING:** If you experience or have an increase in pain, swelling, skin irritation, or any adverse reactions while using this product, immediately consult your medical professional.

**WARNING:** This device will not prevent or reduce all injuries. Proper rehabilitation and activity modification are also an essential part of a safe treatment program. Consult your licensed health care professional regarding safe and appropriate activity level while wearing this device.

**CAUTION:** If swelling increases or pain, numbness or skin irritation occurs, discontinue use and contact your medical provider immediately. This product is only a support device, not to prevent injuries or prevent recurrence of injuries.

**CAUTION:** Follow application and care process described in instructions.

**CAUTION:** For single patient use only.



## ADVERTENCIAS



**ADVERTENCIA:** Lea atentamente las instrucciones y las advertencias para colocar el aparato antes de usarlo. Para asegurar un rendimiento adecuado del aparato, siga todas las instrucciones.

**ADVERTENCIA:** Si usted experimenta o tienen aumento de dolor, hinchazón, irritación de la piel o reacciones adversas durante el uso de este producto, consulte inmediatamente a su médico.

**ADVERTENCIA:** Este dispositivo no va a evitar o reducir las lesiones. La rehabilitación adecuada y la modificación de la actividad también son una parte esencial de un programa de tratamiento seguro. Consulte con su médico sobre el nivel seguro y apropiado de actividad mientras esté usando este dispositivo.

**PRECAUCIÓN:** Si la inflamación o el dolor aumentan, o si se presenta entumecimiento o irritación de la piel, suspenda el uso y comuníquese con su proveedor médico de inmediato. Este producto es únicamente un dispositivo de apoyo, no evita lesiones ni la recurrencia de lesiones.

**PRECAUCIÓN:** Siga el proceso de aplicación y cuidado descrito en las instrucciones.

**PRECAUCIÓN:** Para uso en un solo paciente.



## ADVERTISSEMENTS



**AVERTISSEMENT :** Lisez attentivement les instructions et les avertissements avant toute utilisation. Pour obtenir des performances optimales, suivez toutes les instructions attentivement.

**AAVERTISSEMENT :** En cas d'augmentation de la douleur, d'enflure, d'irritation cutanée ou d'autres réactions indésirables lors de l'utilisation de ce produit, consultez immédiatement un professionnel de la santé.

**AVERTISSEMENT :** Cet appareil ne peut ni prévenir ni réduire toutes les blessures. La réadaptation et les changements aux activités sont aussi essentielles à un programme de traitement sécuritaire. Consultez un professionnel de la santé pour établir le niveau approprié d'activité avec cet appareil.


**ATTENTION :** Si le gonflement augmente ou si une douleur, un engourdissement ou une irritation cutanée se produit, cessez l'utilisation et communiquez immédiatement avec votre fournisseur de soins de santé. Ce produit n'est qu'un dispositif de soutien et n'est pas destiné à prévenir les blessures ou à empêcher qu'elles se reproduisent.

**ATTENTION :** Suivez le mode d'utilisation et d'entretien décrit dans ce guide.

**ATTENTION :** À utiliser pour un seul patient.


## CARE & WASHING INSTRUCTIONS

Hand wash in cold water with a mild detergent, rinse, wrap in towel to remove excess water (don't wring), and lay flat to air dry.



## LAS INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO Y LAVADO

Lave a mano en agua fría y un detergente suave, enjuague, envuelva en una toalla para eliminar el exceso de agua (no exprima) y seque al aire en posición tendida horizontalmente.



## INSTRUCTIONS POUR L'ENTRETIEN ET LE LAVAGE

Lavez à la main à l'eau froide avec un détergent doux, rincez, enveloppez dans une serviette pour enlever l'excès d'eau (n'essorez pas) et faites-le sécher à l'air libre.

