

## ⚠️ WARNINGS ⚠️

**WARNING:** Carefully read fitting instructions and warnings prior to use. To ensure proper performance of the brace, follow all instructions.

**WARNING:** If you experience, or have an increase in pain, swelling, skin irritation, or any adverse reactions while using this product, immediately consult your medical professional.

**WARNING:** This device will not prevent or reduce all injuries. Proper rehabilitation and activity modification are also an essential part of a safe treatment program. Consult your licensed health care professional regarding safe and appropriate activity level while wearing this device.

**CAUTION:** Follow application and care process described in instructions.

**CAUTION:** For single patient use only.

## ⚠️ ADVERTENCIAS ⚠️

**ADVERTENCIA:** Lea atentamente las instrucciones y las advertencias para colocar el aparato antes de usarlo. Para asegurar un rendimiento adecuado del aparato, siga todas las instrucciones.

**ADVERTENCIA:** Si usted experimenta, o tienen aumento de dolor, hinchazón, irritación de la piel o reacciones adversas durante el uso de este producto, consulte inmediatamente a su médico.

**ADVERTENCIA:** Este dispositivo no va a evitar o reducir las lesiones. La rehabilitación adecuada y la modificación de la actividad también son una parte esencial de un programa de tratamiento seguro. Consulte con su médico sobre el nivel seguro y apropiado de actividad mientras esté usando este dispositivo.

**PRECAUCIÓN:** Siga el proceso de aplicación y cuidado descrito en las instrucciones.

**PRECAUCIÓN:** Para uso en un solo paciente.

## ⚠️ AVERTISSEMENTS ⚠️

**ATTENTION:** Lisez attentivement les instructions et les avertissements avant toute utilisation. Pour obtenir des performances optimales, suivez toutes les instructions attentivement.

**ATTENTION:** En cas d'augmentation de la douleur, d'enflure, d'irritation cutanée ou d'autres réactions indésirables lors de l'utilisation de ce produit, consultez immédiatement un professionnel de la santé.

**ATTENTION:** Cet appareil ne peut ni prévenir ni réduire toutes les blessures. La réadaptation et les changements aux activités sont aussi essentielles à un programme de traitement sécuritaire. Consultez un professionnel de la santé pour établir le niveau approprié d'activité avec cet appareil.

**MISE EN GARDE:** Suivez le mode d'utilisation et d'entretien décrit dans ce guide.

**MISE EN GARDE:** À utiliser pour un seul patient.



## Universal Cervical Collar Instructions for Use

## Cuello ortopédico cervical universal


### Instrucciones de uso

## Collet cervical universel

### Notice d'utilisation

Breg, Inc.  
2885 Loker Ave East  
Carlsbad, CA 92010 USA  
P: 1-800-321-0607 | +1-760-795-5440  
F: +1-760-795-5295  
[www.breg.com](http://www.breg.com)

1




Unfasten hook and loop closure and slide Cervical Collar through sockinette. The sockinette should be centered around the dip in the brace.

Desabroche el cierre de velcro y deslice el cuello ortopédico cervical a través de la venda tubular elástica. La venda tubular elástica debe estar centrada alrededor de la inclinación en la ortesis.

Détacher la fermeture à boucle et à crochet et faire glisser le collet cervical à travers la stockinette. La stockinette devrait être centrée autour du creux de l'appareil orthopédique.

2



Rest the patient's chin in dip in Cervical Collar and wrap the collar around the patient's neck. Fasten hook and loop closure. To increase the circumference of the collar, attach blue extension strips to hook and loop closure.

Haga descansar la barbilla del paciente inclinada en el cuello ortopédico cervical y envuelva el cuello ortopédico alrededor del cuello del paciente. Fije el cierre de velcro. Para aumentar la circunferencia del cuello, coloque las tiras de extensión azules al cierre de velcro.

Appuyer le monton du patient contre le creux du collet cervical et attacher le collet autour du cou du patient. Attacher la fermeture à boucle et à crochet. Pour augmenter la circonférence du collet, attacher les bandes d'extension bleues à la fermeture à boucle et à crochet.

#### CARE & WASHING INSTRUCTIONS

Remove sockinette from collar. Hand wash in cold water with a mild detergent, rinse and lay flat to air dry.



#### LAS INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO Y LAVADO

Retire la venda tubular elástica del cuello ortopédico y lávela a mano con agua tibia con un detergente suave. Saque al aire libre.



#### INSTRUCTIONS POUR L'ENTRETIEN ET LE LAVAGE

Retirer la stockinette du collet et laver à la main dans de l'eau tiède en utilisant un détergent. Laisser sécher à l'air.

