

Soft Hinged Knee Pull On

FITTING INSTRUCTIONS

ITALIAN.....	4
GERMAN.....	5
SWEDISH.....	6
DANISH.....	7
FINNISH.....	8
NORWEGIAN.....	9
ROMANIAN.....	10
DUTCH.....	11
POLISH.....	12



Breg, Inc.

2885 Loker Ave. East
Carlsbad, CA 92010 U.S.A.


P: 800-321-0607

F: 800-329-2734

www.breg.com


©2021 Breg, Inc. All rights reserved.

AW-1.04091 Rev A 01/21




E/U authorized representative
MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover
Germany


A




B



C



D



AVVERTENZE

AVVERTENZA: LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI E LE AVVERTENZE DI MONTAGGIO PRIMA DELL'UTILIZZO. PER GARANTIRE LE ADEGUATE PRESTAZIONI DEL TUTORE, SEGUIRE TUTTE LE ISTRUZIONI.

AVVERTENZA: LADDOVE AVVERTA O MANIFESTI UN AUMENTO DEL DOLORE, GONFIORE, IRRITAZIONE CUTANEA, O QUALSIASI REAZIONE AVVERSA MENTRE UTILIZZA QUESTO PRODOTTO, CONSULTI IMMEDIATAMENTE IL SUO MEDICO.

AVVERTENZA: QUESTO DISPOSITIVO NON PREVIENE NÉ RIDUCE ALCUNA TIPOLOGIA DI INFORTUNIO. UNA CORRETTA RIABILITAZIONE E UNA MODIFICA DELL'ATTIVITÀ MOTORIA COSTITUISCONO UNA PARTE ESSENZIALE DI UN CORRETTO PROGRAMMA DI TRATTAMENTO. CONSULTARE IL PROPRIO OPERATORE SANITARIO AUTORIZZATO SULLA SICUREZZA E IL CORRETTO LIVELLO DI ATTIVITÀ MOTORIA NECESSARI QUANDO INDOSSA QUESTO DISPOSITIVO.

ATTENZIONE: SEGUIRE LE PROCEDURE DI UTILIZZO E IL PROCESSO DI CURA DESCRITTI NELLE ISTRUZIONI.

ATTENZIONE: ESCLUSIVAMENTE MONOPAZIENTE.

Allentare tutte le cinghie

A. Allentare tutte le cinghie fino al massimo della circonferenza.

Applicare la ginocchiera

B. Infilare la ginocchiera sulla gamba fino a far allineare lo snodo con il centro del ginocchio. Posizionare il foro anteriore direttamente sulla rotula.

Agganciare la cinghia inferiore

C. Avvolgere la cinghia inferiore attorno al tutore, poi far passare la cinghia attraverso l'anello a D. Tirare indietro la cinghia per stringerla e premere la parte terminale della linguetta per fissarla.

Agganciare la cinghia superiore

D. Avvolgere la cinghia superiore attorno al tutore, poi far passare la cinghia attraverso l'anello a D. Tirare indietro la cinghia per stringerla e premere la parte terminale della linguetta per fissarla.

ISTRUZIONI PER LA CURA E IL LAVAGGIO

Lavare a mano in acqua fredda con un detergente non aggressivo, sciacquare e stendere lasciando asciugare all'aria.



In caso di incidente grave in relazione al dispositivo, inviare una segnalazione a Breg e all'autorità competente dello stato membro di residenza dell'utente e/o del paziente.

⚠️ WARNHINWEISE

WARNUNG: VOR DER NUTZUNG DER ORTHESE DIE ANLEITUNG ZUR KORREKTEN ANLEGUNG UND DIE WARNHINWEISE SORGFÄLTIG LESEN. BEFOLGEN SIE ALLE ANWEISUNGEN, UM EINE ORDNUNGSGEMÄSSE FUNKTIONSWEISE DER ORTHESE SICHERZUSTELLEN.

WARNUNG: WENDEN SIE SICH UMGEHEND AN IHREN ARZT/THERAPEUTEN, FALLS BEI IHNEN BEI DER ANWENDUNG DIESES PRODUKTS VERMEHRTE SCHMERZEN, SCHWELLUNGEN, HAUTREIZUNGEN ODER ANDERE UNGEWÖHNLICHE REAKTIONEN AUFTRETEN.

WARNUNG: DIESE ORTHESE VERHINDERT ODER REDUZIERT NICHT ALLE MÖGLICHEN VERLETZUNGEN. EINE ANGEMESSENE REHABILITATION UND ÄNDERUNG DER AKTIVITÄTEN SIND EBENFALLS BESTANDTEIL EINES SICHEREN BEHANDLUNGSPROGRAMMS. WENDEN SIE SICH BEZÜGLICH EINES SICHEREN UND ANGEMESSENEN AKTIVITÄTSGRADS WÄHREND DER ANWENDUNG DIESER VORRICHTUNG AN IHREN QUALIFIZIERTEN ARZT/THERAPEUTEN.

ACHTUNG: BEFOLGEN SIE DAS IN DEN ANLEITUNGEN BESCHRIEBENEN ANWENDUNGS- UND BEHANDLUNGSVERFAHREN.

ACHTUNG: NUR ZUM GEBRAUCH BEI EINEM PATIENTEN.

Alle Gurte lockern

A. Lockern Sie alle Gurte auf ihren maximalen Umfang.

Bandage anlegen

B. Ziehen Sie die Bandage über das Bein, bis die Scharniere mit der Mitte des Knies übereinstimmen. Positionieren Sie die vordere Öffnung direkt über der Kniescheibe.

Unteren Gurt sichern

C. Wickeln Sie den unteren Gurt um die Bandage und führen Sie ihn dann durch den D-Ring. Ziehen Sie den Gurt zurück, um ihn zu straffen, und drücken Sie die Lasche am Ende, um ihn zu sichern.

Oberen Gurt sichern

D. Wickeln Sie den oberen Gurt um die Bandage und führen Sie ihn dann durch den D-Ring. Ziehen Sie den Gurt zurück, um ihn zu straffen, und drücken Sie die Lasche am Ende, um ihn zu sichern.

PFLEGE- UND WASCHANLEITUNGEN

Von Hand in kaltem Wasser mit mildem Waschmittel waschen, abspülen und flach liegend an der Luft trocknen lassen.



Schwerwiegende Vorfälle in Bezug auf das Produkt sind Breg und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder Patient ansässig ist, zu melden.

⚠ VARNINGAR

VARNING: LÄS NOGGRANT JUSTERINGSANVISNINGAR OCH VARNINGAR FÖRE ANVÄNDNING. FÖR ATT SÄKERSTÄLLA KORREKT PRESTATIONSRESULTAT FÖR ORTOSEN, FÖLJ ALLA INSTRUKTIONER.

VARNING: OM DU UPPLÉVER, ELLER HAR UTÖKAD SMÄRTA, SVULLNAD, HUDIRRITATION, ELLER EVENTUELLA BIVERKNINGAR NÄR DU ANVÄNDER DEN HÄR PRODUKTEN, KONTAKTA OMEDELBART DIN MEDICINSKA PERSONAL.

VARNING: DEN HÄR ORTOSEN KOMMER INTE ATT FÖRHINDRA ELLER FÖRHINDRA ALLA SKADOR. LÄMPLIG REHABILITERING OCH JUSTERAD AKTIVITET ÄR OCKSÅ EN VÄSENTLIG DEL AV ETT SÄKERT BEHANDLINGSPROGRAM. KONSULTERA LEGITIMERAD SJUKVÅRDPERSONAL ANGÅENDE EN SÄKER OCH LÄMPLIG AKTIVITETSNIVÅ NÄR DU BÄR DEN HÄR ORTOSEN.

FÖRSIKTIGHET: FÖLJ APPLICERINGEN OCH SKÖTSELPROCESSEN SOM BESKRIVS I INSTRUKTIONERNA.

FÖRSIKTIGHET: FÖR ANVÄNDNING AV EN ENDA PATIENT.

Lossa alla remmar

A. Lossa alla remmar till sin maximala omkrets.

Applicera omslaget

B. Dra omslaget på benet tills gångjärnen ligger i linje med knäets mitt. Placera det främre hålet direkt över knäskålen.

Säkra den nedre remmen

C. Linda den nedre remmen runt ortosen och ögla sedan remmen genom D-ringen. Dra tillbaka remmen för att dra åt och tryck fast flikänden.

Säkra den övre remmen

D. Linda den övre remmen runt ortosen och ögla sedan remmen genom D-ringen. Dra tillbaka remmen för att dra åt och tryck fast flikänden.

SKÖTSEL- OCH TVÄTTINSTRUKTIONER

Handtvätta i kallt vatten med ett mild tvättmedel, skölj och bred ut plant för att lufttorka.



Om något allvarligt tillbud uppstår i relation till den här ortosen, rapportera till Breg och till den behöriga myndigheten i medlemslandet som användaren och/eller patienten är etablerad i.

⚠ ADVARSLER

ADVARSEL: LÆS TILPASNINGSVEJLEDNINGEN OG ALLE ADVARSLER GRUNDIGT IGENNEM FØR IBRUGTAGNING. FOR AT SIKRE ORTOSENS OPTIMALE YDEEVNE SKAL ALLE ANVISNINGER FØLGES NØJE.

ADVARSEL: HVIS DU OPLEVER FORVÆRREDE SMERTER, HÆVELSER, HUDIRRITATIONER ELLER EVENTUELLE KOMPLIKATIONER I FORBINDELSE MED BRUGEN AF DETTE PRODUKT, SKAL DU STRAKS SØGE LÆGEHJÆLP.

ADVARSEL: DETTE PRODUKT VIL IKKE FORHINDRE ELLER REDUCERE ALLE SKADER. KORREKT REHABILITERING OG ÆNDRET AKTIVITETSNIVEAU ER OGSÅ EN VIGTIG DEL AF ET SIKKERT BEHANDLINGSPROGRAM. KONTAKT DIN FAGUDDANNEDE SUNDHEDSPROFESSIONELLE VEDR. PLANLÆGNING AF ET SIKKERT OG PASSENDE AKTIVITETSNIVEAU I FORBINDELSE MED ANVENDELSEN AF DETTE PRODUKT.

FORSIGTIG: FØLG PÅFØRINGS- OG PLEJEANVISNINGERNE SOM BESKREVET I BRUGSANVISNINGEN.

FORSIGTIG: KUN TIL BRUG PÅ EN ENKELT PATIENT.

Løsn alle remme

A. Løsn alle remme til deres maksimale omkreds.

Påfør omslaget

B. Påfør omslaget på benet, og sørg for, at hængslerne flugter med midten af knæet. Placér fronthullet direkte over knæskallen.

Fastgør den nedre rem

C. Før den nedre rem rundt om ortosen, og træk remmen igennem D-ringen. Træk tilbage i remmen for at tilspænde den, og tryk på tapenden for at fastgøre den.

Fastgør den øvre rem

D. Før den øvre rem rundt om ortosen, og træk remmen igennem D-ringen. Træk tilbage i remmen for at tilspænde den, og tryk på tapenden for at fastgøre den.

PLEJE- OG VASKEANVISNINGER

Vask i hånden i koldt vand med mildt vaskemiddel, skyl og læg fladt til tørring i fri luft.



Hvis der er indtruffet alvorlige hændelser i forbindelse med anordningen, skal dette rapporteres til Breg og den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren og/eller patienten er bosiddende.

VAROITUKSET

VAROITUS: LUE KIINNITYSOHJEET JA VAROITUKSET HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. VARMISTA LAITTEEN OIKEA TOIMINTA NOUDATTAMALLA KAIKKIA OHJEITA.

VAROITUS: OTA VÄLITTÖMÄSTI YHTEYTTÄ LÄÄKÄRIISI, JOS KOET LISÄÄNTYNYTTÄ KIPUA, TURVOTUSTA, IHOÄRSYTYSTÄ TAI MITÄ TAHANSA MUITA HAITTAVAIKUTUKSIA TÄTÄ TUOTETTA KÄYTTÄESSÄSI.

VAROITUS: TÄMÄ LAITE EI EHKÄISE TAI LIEVITÄ KAIKKIA VAMMOJA. ASIANMUKAINEN KUNTOUTUS JA YKSILÖLLISTEN TARPEIDEN MUKAAN SUUNNITELLUT FYYSISET AKTIVITEETIT OVAT OLENNAINEN OSA TURVALLISTA HOITO-OHJELMAA. KESKUSTELE LÄÄKÄRISI KANSSA FYYSISSISTÄ AKTIVITEETEISTA, JOITA VOIT HARRASTAA TURVALLISESTI TÄTÄ LAITETTA KÄYTTÄESSÄSI.

HUOMAUTUS: NOUDATA TÄSSÄ ASIAKIRJASSA ANNETTUJA KIINNITYS- JA HOITO-OHJEITA.

HUOMAUTUS: TÄMÄ LAITE ON TARKOITETTU HENKILÖKOHTAISEEN KÄYTTÖÖN.

Molempien hihnojen löysäminen

A. Löysää molemmat hihnat maksimiympärysmittaansa.

Tuen pukeminen

B. Vedä tuki jalkaan siten, että saranat ovat linjassa polven keskikohdan kanssa. Aseta tuki siten, että sen etupuolella oleva aukko on polvilumpion keskellä.

Alemman hihnan kiinnittäminen

C. Kierrä alempi hihna tuen ympäri ja pujota se D-renkaan lävitse. Kiristä hihna vetämällä sitä taaksepäin ja kiinnitä se tarranauhapäätä painamalla.

Ylemmän hihnan kiinnittäminen

D. Kierrä ylempi hihna tuen ympäri ja pujota se D-renkaan lävitse. Kiristä hihna vetämällä sitä taaksepäin ja kiinnitä se tarranauhapäätä painamalla.

HOITO- JA PESUOHJEET

Pese käsin kylmällä vedellä ja miedolla pesuaineella, huuhtele ja anna kuivua vaakatasossa huoneenlämmössä tai ulkona.



Jos laitteeseen liittyen sattuu vakava vaaratilanne, siitä tulee ilmoittaa Bregille ja käyttäjän ja/tai potilaan jäsenmaan valvontaviranomaiselle.

⚠ ADVARSLER

ADVARSLER: LES TILPASNINGSANVISNINGENE OG ADVARSLENE NØYE FØR BRUK. FOR Å SIKRE AT STØTTEN FUNGERER SOM DEN SKAL, FØLG ALLE INSTRUKSJONENE.

ADVARSLER: HVIS DU OPPLEVER ELLER HAR EN ØKNING I SMERTE, HEVELSE, HUDIRRITASJON ELLER EVENTUELT ANDRE NEGATIVE REAKSJONER NÅR DU BRUKER DETTE PRODUKTET, MÅ DU UMIDDELBART TA KONTAKT MED LEGE.

ADVARSLER: DENNE ENHETEN VIL IKKE HINDRE ELLER REDUSERE ALLE SKADER. RIKTIG REHABILITERING OG ENDRING AV AKTIVITETER ER OGSÅ EN VIKTIG DEL AV ET SIKKERT BEHANDLINGSPROGRAM. TA KONTAKT MED KVALIFISERT HELSEPERSONELL ANGÅENDE SIKKERT OG RIKTIG AKTIVITETSNIVÅ MENS DU BRUKER DETTE UTSTYRET.

FORSIKTIG: FØLG PÅFØRINGS- OG VEDLIKEHOLDSPROSESSEN SOM ER BESKREVET I INSTRUKSJONENE.

FORSIKTIG: KUN FOR BRUK PÅ ÉN PASIENT.

Løsne alle stroppene

A. Løsne alle stroppene så langt det går.

Sette på strømpen

B. Trekk strømpen oppover benet til hengslene er på linje med midten av kneet. Plasser hullet foran direkte over kneskjellet.

Fest den nedre stroppen

C. Vikle den nedre stroppen rundt støtten, og før så stroppen i en sløyfe gjennom D-ringen. Trekk stroppen tilbake for å stramme og trykk på enden for å feste.

Fest den øvre stroppen

D. Vikle den øvre stroppen rundt støtten, og før så stroppen i en sløyfe gjennom D-ringen. Trekk stroppen tilbake for å stramme og trykk på enden for å feste.

VEDLIKEHOLDS- OG VASKEANVISNINGER

Håndvask i kaldt vann med mildt vaskemiddel, skylld og legg flatt for lufttørrking.



Hvis det har forekommet alvorlige hendelser i forbindelse med utstyret, skal det rapporteres til Breg og kompetent myndighet i medlemsstaten der brukeren og/eller pasienten er bosatt.

⚠️ ATENȚIONĂRI

ATENȚIONARE: CITIȚI CU ATENȚIE INSTRUCȚIUNILE DE FIXARE ȘI ATENȚIONĂRILE ÎNAINTE DE UTILIZARE. PENTRU A ASIGURA PERFORMANȚA OPTIMĂ A ORTEZEI, RESPECTAȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE.

ATENȚIONARE: DACĂ EXPERIMENTAȚI SAU PREZENTAȚI DURERE CU INTENSITATE CRESCUTĂ, UMFLARE, IRITAȚIA PIELII SAU ORICE ALTĂ REACȚIE ADVERSĂ ÎN TIMP CE UTILIZAȚI ACEST PRODUS, CONSULTAȚI IMEDIAT MEDICUL.

ATENȚIONARE: ACEST DISPOZITIV NU VA PREVENI SAU REDUCE TOATE RĂNIRILE. RECUPERAREA CORECTĂ ȘI MODIFICAREA ACTIVITĂȚII SUNT, DE ASEMENEA, O PARTE ESENȚIALĂ A UNUI PROGRAM SIGUR DE TRATAMENT. CONSULTAȚI PROFESIONISTUL LICENȚIAT ÎN ÎNGRIJIREA SĂNĂTĂȚII REFERITOR LA NIVELUL DE ACTIVITATE SIGUR ȘI ADECVAT ÎN TIMP CE PURTAȚI ACEST DISPOZITIV.

PRECAUȚIE: RESPECTAȚI PROCESUL DE APLICARE ȘI DE ÎNGRIJIRE DESCRIS ÎN INSTRUCȚIUNI.

PRECAUȚIE: SE VA UTILIZA DOAR DE UN SINGUR PACIENT.

Slăbiți toate curelele

A. Slăbiți toate curelele la circumferința lor maximă.

Aplicați manșeta

B. Trageți manșeta pe picior până ce balamalele se aliniază cu centrul genunchiului. Poziționați decuparea din față exact deasupra rotulei genunchiului.

Fixați cureaua inferioară

C. Înfășurați cureaua inferioară în jurul ortezei, apoi treceți cureaua în buclă prin inelul D. Trageți cureaua înapoi pentru strânge apoi apăsați capătul clemei pentru a fixa.

Fixați cureaua superioară

D. Înfășurați cureaua superioară în jurul ortezei, apoi treceți cureaua în buclă prin inelul D. Trageți cureaua înapoi pentru strânge apoi apăsați capătul clemei pentru a fixa.

INSTRUCȚIUNI DE ÎNGRIJIRE ȘI SPĂLARE

Spălați manual în apă rece cu un detergent delicat, clătiți și lăsați întins să se usuce la aer.



Dacă s-a produs un incident serios în legătură cu dispozitivul, raportați către Breg și către autoritatea competentă a statului membru în care este stabilit utilizatorul și/sau pacientul.

⚠ WAARSCHUWINGEN

WAARSCHUWING: LEES DE MONTAGE-INSTRUCTIES EN WAARSCHUWINGEN VÓÓR GEBRUIK ZORGVULDIG DOOR. VOLG ALLE AANWIJZINGEN OP OM TE ZORGEN VOOR DE JUISTE WERKING VAN DE KNEIBRACE.

WAARSCHUWING: ALS U TIJDENS HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT PIJN, ZWELLING, HUIDIRRITATIE OF BIJWERKINGEN ONDERVINDT, RAADPLEEG DAN ONMIDDELLIJK UW MEDISCH BEROEPSBEOEFENAAR.

WAARSCHUWING: DIT PRODUCT VOORKOMT OF VERMINDERT NIET ALLE VERWONDINGEN. JUISTE REVALIDATIE EN AANPASSINGEN VAN DE ACTIVITEITEN ZIJN OOK EEN BELANGRIJK ONDERDEEL VAN EEN VEILIG BEHANDELINGSPROGRAMMA. RAADPLEEG UW GELICENTIEERDE MEDISCHE PROFESSIONAL MET BETREKKING TOT EEN VEILIG EN GEPAST ACTIVITEITSNIVEAU TIJDENS HET DRAGEN VAN DIT PRODUCT.

WAARSCHUWING: VOLG HET AANBRENG- EN ONDERHOUDSPROCES ZOALS BESCHREVEN IN DE AANWIJZINGEN.

WAARSCHUWING: ALLEEN VOOR GEBRUIK DOOR ÉÉN PATIËNT.

Maak alle banden los

A. Maak alle banden zo ver mogelijk los.

De brace aanbrengen

B. Trek de brace over het been totdat de scharnieren op één lijn liggen met het midden van de knie. Positioneer het gat aan de voorkant over de knieschijf.

De onderste band vastmaken

C. Wikkel de onderste band om de brace en haal de band door de D-ring. Trek de band naar achteren om deze strak te trekken en druk op de lip om de band vast te maken.

De bovenste band vastmaken

D. Wikkel de bovenste band om de brace en haal de band door de D-ring. Trek de band naar achteren om deze strak te trekken en druk op de lip om de band vast te maken.

INSTRUCTIES VOOR VERZORGING EN WASSEN

Met de hand wassen in koud water en een mild reinigingsmiddel, uitspoelen en aan de lucht laten drogen.



Indien zich een ernstig incident heeft voorgedaan met betrekking tot het hulpmiddel, dient dit te worden gemeld aan Breg en de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/of de patiënt is gevestigd.

⚠ OSTRZEŻENIA

OSTRZEŻENIE: PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA WYROBU NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJE I OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE ZAKŁADANIA URZĄDZENIA. W CELU ZAGWARANTOWANIA ODPOWIEDNIEJ SKUTECZNOŚCI FUNKCJONALNEJ ORTEZY NALEŻY POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI PODANYMI INSTRUKCJAMI.

OSTRZEŻENIE: W PRZYPADKU DOŚWIADCZANIA PODWYŻSZONEGO POZIOMU BÓLU, OPUCHLIZNY, PODRAŻNIENIA SKÓRY LUB WSZELKICH NIEPOŻĄDANYCH DZIAŁAŃ PODCZAS UŻYTKOWANIA TEGO WYROBU NALEŻY NATYCHMIAST SKONSULTOWAĆ SIĘ Z LEKARZEM.

OSTRZEŻENIE: TO URZĄDZENIE NIE ZAPOBIEGA WSZYSTKIM OBRAŻENIOM ANI NIE ZMNIEJSZA ICH ZAKRESU. ODPOWIEDNIA REHABILITACJA I MODYFIKACJA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ TO RÓWNIEŻ BARDZO ISTOTNE ELEMENTY BEZPIECZNEGO PROGRAMU LECZENIA. W CELU KONSULTACJI DOTYCZĄCYCH BEZPIECZNEGO I ODPOWIEDNIEGO POZIOMU AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ PODCZAS UŻYWANIA TEGO URZĄDZENIA NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z LICENCJONOWANYM PRACOWNIKIEM SŁUŻBY ZDROWIA.

UWAGA: POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z PROCEDURĄ STOSOWANIA I PIELĘGNACJI WYROBU OPISANĄ W INSTRUKCJI.

UWAGA: WYRÓB PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE U JEDNEGO PACJENTA.

Luzowanie wszystkich pasków

A. Poluzować wszystkie paski do ich maksymalnego obwodu.

Nakładanie rękawa

B. Naciągać rękaw na nogę do momentu, w którym zawiasy zrównają się ze środkiem kolana. Umieścić przedni otwór bezpośrednio na rzepce kolana.

Unieruchomienie paska dolnego

C. Owinąć dolny pasek wokół opaski, a następnie przełożyć pasek przez pierścień D. Pociągnąć pasek do tyłu, aby zacisnąć i docisnąć mocowanie na rzep.

Unieruchomienie górnego paska

D. Owinąć górny pasek wokół opaski, a następnie przełożyć go przez pierścień D. Pociągnąć pasek do tyłu, aby zacisnąć i docisnąć mocowanie na rzep.

INSTRUKCJA PIELĘGNACJI I PRANIA WYROBU

Wyrób należy zczyścić ręcznie w zimnej wodzie z łagodnym detergentem, spłukać i rozłożyć na płasko do wyschnięcia na powietrzu.



W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek poważnego zdarzenia związanego z wyrobem należy powiadomić o tym firmę Breg i właściwy organ państwa członkowskiego zamieszkiwanego przez użytkownika i/lub pacjenta.



2885 Loker Ave East
Carlsbad, CA 92010 USA
Toll Free Tel: 1-800-321-0607
Local: +1-760-795-5440
Fax: +1-760-795-5295
www.breg.com